

Liste des substances utilisant cette analyse

Nom	Numéro CAS
Trichloroéthylène	79-01-6

Préparation de l'analyse

Durée de conservation testée et validée pour les prélèvements _____ 28 jour(s)

Conditions de conservation testée et validée pour les prélèvements _____

Selon le **protocole de mise au point**, ¹ les échantillons prélevés peuvent être conservés 8 jours à température ambiante puis 21 jours à 4± 2 °C.

¹ <http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-validation-gaz-actif.pdf>

Durant le transport, protéger les tubes de la chaleur et de la lumière. Eviter le stockage à proximité de solvants.

1 étape préparation :

Etape de préparation n° _____

Séparation des plages _____ oui

Solvant ou solution _____ ■ DISULFURE DE CARBONE

Type de préparation _____ ■ Désorption

Volume _____ 4 mL

Temps d'agitation _____ 30 min

Commentaires :

L'agitation mécanique de 30 minutes peut être remplacée par 5 minutes aux ultra-sons.

Condition analytique n° _____

Les conditions analytiques utilisées lors du développement de la méthode sont fournies avec les données de validation.

Technique analytique _____ ■ CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Injecteur _____ ■ SPLIT/SPLITLESS

Colonne _____ ■ POLAIRE

Détecteur _____ ■ IONISATION DE FLAMME (FID)

Étalonnage et expression des résultats

La méthode d'étalonnage indiquée est celle utilisée lors du développement. Elle n'a cependant pas de caractère obligatoire

Méthodes d'étalonnage pour la quantification des polluants ²

² <http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-etalonnage.pdf>

Principe d'étalonnage _____ externe

Solvant de l'étalon _____ ■ Même solvant que celui des échantillons

Commentaires :

Réaliser la courbe d'étalonnage à partir de solutions de référence commercialisées.

Calcul de la concentration atmosphérique ³

³ <http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-resultat-calcul-concentration.pdf>

Compléments :