

# **Chloroforme M-411**

Cette méthode décrit le prélèvement en mode Passif sur badge et l'analyse par CPG détection FID de la (des) substance(s): Chloroforme.

**Données de validation** Validation non disponible

Numéro de la méthode \_\_\_\_\_\_ M-411

Ancien numéro de fiche \_\_\_\_\_\_ 029

#### **Substances**

## Informations générales

Nom	Classification CMR	Lien CMR	Fiche Toxicologique
Chloroforme	C2	ED-976	FT-82

Nom	Numéro CAS	Formule Chimique	Masse molaire	densite (g/cm³)	Synonymes
Chloroforme	67-66-3	CHCI <sub>3</sub>	119,37	1,49	TRICHLOROMETHANE



#### Famille de substances

DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES

## Principe de prélèvement et d'analyse

 Etat physique
 Gaz et vapeurs

 Type de prélèvements
 Passif

 Principe général du prélèvement. 1
 1

 1 http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-principe.pdf

Technique analytique \_\_\_\_\_ CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Injecteur SPLIT/SPLITLESS

 Détecteur
 IONISATION DE FLAMME (FID)

## **Domaine d'application**



## Liste des réactifs

■ SULFURE DE CARBONE

Consignes de sécurité pour les manipulations en laboratoire <sup>2</sup>

<sup>2</sup>http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20953

### Méthode de prélèvement

Dispositifs de prélèvements actifs pour les gaz et vapeurs. <sup>3</sup>

<sup>3</sup>http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-prelevement-gaz-vapeur-actif.pdf

### Dispositif de prélèvement

# **MétroPol**



Type de dispositif	_ •	BADGE
Support ou substrat de collecte	- •	CHARBON ACTIF

Préparation du substrat :



#### Commentaires, conseils, consignes:

La mise au point a été réalisée sur badges GABIE

#### Conditions de prélèvement

**Débit (L/min)** \_\_\_\_\_\_ 0,0406

Préparation des dispositifs de prélèvement <sup>4</sup>

## Méthode d'analyse

Principe général de l'analyse en laboratoire <sup>5</sup>

## Préparation de l'analyse

#### 1 étape préparation :

Etape de préparation n° 1

Solvant ou solution 

DISULFURE DE CARBONE

Type de préparation \_\_\_\_\_ ■ Désorption

Volume \_\_\_\_\_ 5 mL

Temps d'agitation \_\_\_\_\_\_ 30 min

#### Commentaires:

Le volume de désorption peut varier de 2 à 5 mL.

## 1 condition analytique:

Condition analytique n° 1

Technique analytique \_\_\_\_\_ ■ CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE

Injecteur \_\_\_\_\_ ■ SPLIT/SPLITLESS

Colonne SEMI-POLAIRE

**Détecteur** \_\_\_\_ ■ IONISATION DE FLAMME (FID)

#### **Etalonnage et expression des résultats**

La méthode d'étalonnage indiquée est celle utilisée lors du développement. Elle n'a cependant pas de caractère obligatoire **Méthodes d'étalonnage pour la quantification des** polluants <sup>6</sup>

 $^6\,\text{http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-etalonnage.pdf}$ 

 $<sup>^4\,</sup>http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-intervention-preparation.pdf$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-principe.pdf

# MétroPol



Principe d'étalonnage	externe	
Solvant de l'étalon	<ul> <li>Même solvant que celui des échantillon:</li> </ul>	

#### Commentaires:

Réaliser des étalons à partir d'une (de) substance(s) de référence, commerciale(s) ou synthétisée(s) en laboratoire. Le solvant utlisé pour réaliser les solutions sera celui choisi pour le traitement des échantillons.

Calcul de la concentration atmosphérique <sup>7</sup>

#### **Auteurs**

metropol@inrs.fr

## **Bibliographie**

- [1] NF EN 838. Janvier 1996 Atmosphère des lieux de travail. échantillonneurs par diffusion pour la détermination des gaz et vapeurs. Paris-La Défense, AFNOR, 1996, 40 p.
- [2] NF X 43-280. Novembre 1993 échantillonnage passif de gaz et vapeurs. Paris-La-Défense, AFNOR, 1993, 22 p.
- [3] J.P. GUÉNIER et P. FERRARI échantillonnage des polluants gazeux. Les badges : utilisation et comparaison avec les tubes à charbon actif. Cahiers de notes documentaires, 1981, 105, ND 1344, pp. 493-507.
- [4] J. MÜLLER, J.P. GUÉNIER échantillonnage des polluants gazeux. 2. Le point sur les échantillonneurs passifs (badges). Cahiers de notes documentaires, 1984, 116, ND 1489, pp. 313-326.
- [5] J. MÜLLER, J.P. GUÉNIER, J. DELCOURT échantillonnage des polluants gazeux. Le badge INRS. 1. Description. Cahiers de notes documentaires, 1989, 137, ND 1752, pp. 587-593.
- [6] J. MÜLLER, J.P. GUÉNIER, J. DELCOURT échantillonnage des polluants gazeux. Le badge INRS. 2. Dispositif expérimental de validation. Cahiers de notes documentaires, 1990, 138, ND 1762, pp. 23-30.
- [7] J. MÜLLER, J.P. GUÉNIER, J. DELCOURT échantillonnage des polluants gazeux. Le badge INRS. 3. Validation en laboratoire et paramètres de fonctionnement. Cahiers de notes documentaires, 1992, 146, ND 1871, pp. 51-62.

## Historique

Version	Date	Modification(s) faisant l'objet de la nouvelle version
029	jusqu'au 23/09/2004	Création
029/V01	31/03/2007	Nouvelle présentation, création de l'historique
029/V02	Juillet 2007	Introduction du 1,2-Dichloroéthane, Expression des écarts types (calculs, K <sub>D</sub> , K <sub>T</sub> , K <sub>C</sub> )
029/V02.01	Janvier 2009	Remplacement de la notation VLE par VLCT L'utilisation d'un détecteur par capture électronique (pour l'analyse du dibromopropane, par exemple) n'est plus suggérée car incompatible avec l'utilisation du CS <sub>2</sub> comme solvant de désorption
M-411/V01	juin 2016	Mise en ligne dans la nouvelle base de données MétroPol, séparation des substances de l'ancienne fiche 029.
M-411/V02	Mars 2018	Correction liste des réactifs.

 $<sup>^7</sup> http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-resultat-calcul-concentration.pdf$