

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Butanone	78-93-3
Cyclohexanone	108-94-1

## Dispositif de prélèvement


Type de dispositif \_\_\_\_\_ ■ TUBE 80 mm diam 4 mm

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ ■ CARBOXEN °1000

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) \_\_\_\_\_ 180

Quantité de support dans la plage de garde (mg) \_\_\_\_\_ 90

Commentaires, conseils, consignes :



## Conditions de prélèvement

### Plage de débit

Débit mini (L/min) \_\_\_\_\_ 0,050

Débit maxi (L/min) \_\_\_\_\_ 0,200

15 minutes (VLEP-CT possible dans ces conditions) \_\_\_\_\_ oui

Particularités, commentaires, conseils :

Pour le contrôle de la VLCT, il est conseillé de prélever à 0,2 L/min

## Pompe de prélèvement

■ Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min